

Ultrasonido Masajeador Facial 3 en 1 Anticelulitis

Manual de Configuraciones Básicas



POTENCIA: 1mhz (Es solo corporal, no usar en cara)



– **Función ULTRASONIDO** : Esta función se usa principalmente en celulitis, el plasma que se extravasa de los capilares hace que sea reabsorbido para que el liquido intersticial se vuelva geloso y tenga textura normal, el aumento de temperatura, hace que la microcirculación se vea beneficiada penetra aprox. 5cm en la piel.

Presiona 1 vez para activar el nivel bajo o presiona 2 veces para activar el nivel alto.

Selecciona áreas de 20 x 20cm y trabájalas como máximo 15 min. por área. Trabajar mas de 15min por área genera

descalcificación Ocea o un resultado negativo si se excede este tiempo. No se puede usar en zonas de prótesis o placas ya que la temperatura puede generar quemaduras internas. Tampoco se puede usar en embarazo ni durante la lactancia. El equipo funciona muy bien en casos posoperatorios para bajar el Dema, es decir para bajar inflamación después de una cirugía estética. Ayuda a eliminar fibrosis por cicatrización, es decir que funciona bien para que la marca no quede tan profunda. También ayuda a la penetración de sustancias ionizables.

– **Función INFRARROJO:** La función infrarrojo junto con ultrasonido (se pueden activar las 2 a la vez), sirven para la elevación de temperatura, genera aumento de sangre en el tejido, mejora el trofismo tisular. Al usar el infrarrojo junto con el ultrasonido se obtienen mejores resultados.

– **Función ELECTROESTIMULACION MUSCULAR:** Esta función viene con 3 sub funciones para diferentes usos, los cuales son los siguientes:

TAPING: Es para puntos acupunturales específicamente y ayuda a la movilización de líquidos. Se recomienda seguir la guía original, en el apartado seleccionar en la lateral en la cual se explica como cambiar estas funciones y aumentar o bajar la intensidad de cada uno.

MASSAGE: Es para hacer ligero masaje a nivel muscular.

KNEAD: Amasamiento: es un masaje a nivel amasamiento.

SCRAPPING: Eliminación o desecho, hablamos de drenaje, es decir movilización de líquidos.

SLIMMING: Es para reducción de peso, solo ayuda para bajar estos líquidos, esta no se puede exceder en la primera sesión de 10 min, y la sesión mas alta debe ser como máximo de 30 min

MODO DE USO ELECTRO ESTIMULADOR:

- 1.- Limpia tu piel antes de la aplicación.
- 2.- Use EM (electro estimulador) durante 15-30 minutos en las partes que necesitan adelgazar. Es mejor para hacer en el modo de acupuntura.
- 3.- Extender el producto moldeador de forma uniforme sobre la piel (aplicar el producto por separado en cada sección de 20 x 20cm para evitar que se seque al aire y dar como resultado un efecto absorbente deteriorado)
- 4.-Masajea tu piel con ondas ultrasónicas e infrarrojo lejano (detalles de infrarrojo lejano mas adelante por favor consulte las instrucciones) hasta que el producto para moldear el cuerpo se absorba por completo. Este paso fomenta la absorción del producto moldeador del cuerpo mientras estimula la circulación de la piel y metabolismo, ihace que tu piel sea aún más tersa!

La onda ultrasónica y el infrarrojo lejano causarán una sensación cálida a tu piel. Este es el fenómeno normal, utilízelo con facilidad (La máquina bajará la temperatura automáticamente cuando alcanza su límite)

MODO DE USO ULTRASONIDO:

Antes de la aplicación, es crucial elegir el producto de cuidado para la piel, no solo se considera como un medio de conducción también es un elemento importante que ofrece nutrición a tu piel, por lo tanto siempre es obligatorio aplicar el producto para el cuidado de la piel antes de utilizar este modo.

- 1.- Limpia tu piel antes de la aplicación.
- 2.- Extender el producto moldeador corporal sobre la piel de manera uniforme (aplicar el producto por separado en cada sección de 20 x 20 cm para evitar que se seque al aire y dar

como resultado un efecto absorbente deteriorado).

3.- Enchufe el dispositivo 3 en 1 para adelgazar y embellecer.

4.- Encienda la alimentación (POWER) y la luz roja parpadeará.

5.- Presione el botón SONIC una vez para la intensidad baja (BAJA), presiona por segunda vez para la alta intensidad (ALTA).

6.- Extender el producto para el cuidado de la piel (según el instructivo original se recomienda usar el Producto Body Shaping) en las zonas que desea aplicar el masaje. Recuerda mantener tu piel humectada.

(Nota: se recomiendan los productos de gel para el cuidado de la piel ya que son más conductivos).

7.- Para iniciar el masaje, consulte los detalles en la página siguiente

Recordatorio: Evite tener contacto con las articulaciones de los huesos, como las rodillas.

Tratamiento corporal: Estas son solo instrucciones para uso general. Por favor contacte a Consultoras de Belleza para una información más detallada y profesional.

Masaje para brazos:



- Masaje de brazos: baja los brazos, relaja los músculos y masajea los brazos desde la muñeca hasta la axila.

Eficacia : da forma a los brazos y ayuda a adelgazarlos



-Masajeé los brazos desde la muñeca hasta la axila mediante el método de masaje circular.

Eficacia: ayuda a reducir la grasa de los brazos

Masaje de cintura/abdomen bajo



- Masajeé el abdomen en el sentido de las agujas del reloj

Eficacia: tensa la piel del cuerpo y elimine la celulitis corporal.



-Masajeé el abdomen según el sentido de las agujas del reloj mediante el método circular

Eficacia: elimina la grasa corporal y las arrugas corporales



-Masajear la cintura según se muestra en la imagen

Eficacia: tensa la piel de la cintura

Masaje de cadera



- Comenzando desde el centro de los glúteos, masajee sus glúteos con un movimiento circular hacia la espalda.

Eficacia: reduce la celulitis de los glúteos



- Masajear los glúteos desde el final del cóccix hasta la cintura

Eficacia: levantar y dar forma a los glúteos



- Masajear los glúteos desde la parte superior de los glúteos, aplicar movimientos circulares

Eficacia: tensar cintura y glúteos

Masaje de pies y piernas



-Masaje desde la parte baja de la pierna hasta el muslo.

Eficacia: levanta la piel de la pierna y da forma a la pierna



-Masaje dirigido por el método circular

Eficacia: elimina la grasa de las piernas y las arrugas



-Masajeé el muslo de adentro hacia afuera

Eficacia: apriete la piel, evite que la piel se afloje

MODO EMS: Instrucciones para el uso de EMS:

- 1.- Limpie la suciedad, la grasa y el maquillaje con una toalla húmeda de las piezas del EMS y también del área que será masajeadas.
- 2.- Conecte el sujetador de plomo con la rebanada del electrodo. Pon el polo positivo y el negativo de los electrodos en diferentes partes del cuerpo (uno positivo y un negativo se utilizan a la vez).



3.- Coloque los electrodos adhesivos en los puntos a tratar. Si las rebanadas de electrodos son insuficientes, cubra todos los puntos en varios pasos.



4.- Mueva la tecla de selección de intensidad a la primera posición (ajuste más bajo).



5.- Conecte el cable de corriente al dispositivo.

6) Conecte cable de alimentación a corriente y encienda dispositivo (la luz roja está encendida).

7) Seleccione el modo de masaje: Tapping/Masaje/Amasar/desguazar/adelgazar.



- 8.- Presione el botón EMS.
- 9.- Ajuste la intensidad a su comodidad (5 ajustes).
- 10.- La unidad dejará de funcionar automáticamente después de 10 minutos. Si desea continuar con el procedimiento enciéndalo de nuevo y repita el proceso.
- 11.- Sugerencia: al principio, comience a aplicarlo por no más de 15 minutos, y luego aumente la tiempo de aplicación gradualmente a 30 minutos cada hora
- 12.- Después de terminar la terapia, ajuste la selección de modo seleccionado al modo bottom-no, y ajuste la intensidad tecla de selección al fondo-sin intensidad.

El funcionamiento de los modos de la opción EMS es el siguiente:


MODO DE TOQUE (TAPPING)

- 1.- Al mover la tecla de selección de modo hacia arriba, el modo es TOCAR (TAPPING)
Para seleccionar la intensidad de este masaje use el botón de selección de intensidad (lado derecho, es la barra deslizable)
- 2.- Mueva la tecla de selección de intensidad a una posición de 1-2-3-4-5 según su preferencia
- 3.- Conecte la almohadilla de contacto.
- 4.- Cada tiempo de terapia dura 10 minutos, cada día no debe exceder los 30 minutos
- 5.- La elección de la intensidad debe decidirse por su comodidad, pero para el abdomen se recomienda mayor intensidad.

6.- Elegir otro modo o detener el dispositivo después de terminar el cuidado (El uso, procedimiento y métodos de masaje, amasado, desguace, adelgazamiento, es el mismo para cada una de las funciones que ofrece este equipo, seguir estos pasos en cualquier opción de EMS.)

Recomendamos algunos puntos especiales de EMS para funciones especiales de acupuntura china

1.- Cuando use la función de masaje, la posición recomendada es la siguiente:

Estiramiento del vientre	1.- SHUIDAO (20) 2.-SHUIFEN (6) 3.-GUANYUAN (18) 4.-ZHISHI (53)	
---------------------------------	--	--

Reafirmacion de Gluteo	1.- HUANTIAO (54) 2.- CHENGFU (62)	
-------------------------------	---	--

2.- Cuando use la función de masaje, la posición recomendada es la siguiente:

Cintura delgada.

- 1.- TIANSHU (10)
- 2.- TAIYI (7)
- 3.- DAIMAI (17)
- 4.- SHENYU (47)



3.- Cuando use la función Amasar, la posición recomendada es la siguiente:

Abdomen delgado

- 1.- GUANYUAN (18)
- 2.- DACHANGYU (48)
- 3.- ZHONGYUAN (8)



4.- Cuando use la función de desguace, la posición recomendada es la siguiente.

Piel hermosa

- 1.- FEIYU (44)
- 2.- GANGYU (45)
- 3.- ROUMEN (5)



5) Cuando use la función de adelgazamiento, la posición recomendada es la siguiente:

Reduccion de peso

- 1.- DAZHUI (42)
- 2.- YANGGUAN (52)
- 3.- ZHONGWAN (8)
- 4.- GUANYUAN (18)
- 5.- JULIAO (22)
- 6.- SHENYU (47)
- 7.- CHENGFU (62)



El diagrama muestra una espalda humana con siete puntos de acupuntura marcados con números: 42 (DAZHUI) en la base del cuello, 52 (YANGGUAN) en la parte superior de la espalda, 8 (ZHONGWAN) en la parte superior de la espalda, 18 (GUANYUAN) en la parte superior de la espalda, 22 (JULIAO) en la parte superior de la espalda, 47 (SHENYU) en la parte superior de la espalda y 62 (CHENGFU) en la parte superior de la espalda. A la derecha, se muestran tres imágenes de un abdomen humano con puntos de acupuntura marcados con números: 8 (ZHONGWAN) en la parte superior del abdomen, 18 (GUANYUAN) en la parte superior del abdomen y 22 (JULIAO) en la parte superior del abdomen.

Instrucciones para usar el infrarrojo lejano:

Cuando usa este infrarrojo lejano, es crucial aplicar un producto para el cuidado de la piel en su piel, no sólo se considera como un medio de conducción, sino también un importante elemento que ofrece nutrición a tu piel. Por lo tanto, siempre es obligatorio aplicar producto para el cuidado de la piel antes de usar este modo.

- 1.- Enchufe el poder
- 2.- Encienda la alimentación (POWER) y la luz roja parpadeará.
- 3.- Pulse el botón INFRARROJOS.
- 4.- Cuando la luz roja se emite desde el cabezal de masaje, significa que el infrarrojo la energía de las olas ya empieza a funcionar.
- 5.- Apunte el infrarrojo a las áreas necesarias y la energía de la onda se liberará en la piel.

Después de su uso:

- 1.- Asegúrate de que todos los botones de función estén apagados.
- 2.- Apague la alimentación.
- 3.- Coloque las almohadillas de los electrodos en su lugar.
- 4.- Limpie la superficie del cabezal de la máquina y las almohadillas adhesivas con un paño húmedo.

No utilice diluyentes, gasolina u otros líquidos volátiles para limpiar la máquina.
